

ewimed

DE drainova® Adapter 3/8" auf LL

Gebrauchsanweisung

EN drainova® Adapter 3/8" to LL

Instructions for use

FR drainova® adaptateur 3/8" – LL

Instructions

IT drainova® Adattatore da 3/8" a LL


istruzioni d'uso

SV drainova® adapter 3/8" med Luer-lock

Bruksanvisning

DA drainova® adapter 3/8" på LL

Brugsanvisning



REF P8448, P8500

DE ERKLÄRUNG DER SYMBOLE
EN EXPLANATION OF SYMBOLS
FR EXPLICATION DES SYMBOLES

IT SPIEGAZIONI DEI SIMBOLI
SV FÖRKLARING AV SYMBOLERNA
DA SYMBOLFORKLARING

DE Bitte beachten Sie, dass nicht alle dargestellten Symbole auf Ihr Produkt zutreffen. Die jeweilig zutreffenden Symbole finden Sie auf dem Etikett Ihres Produktes. / **EN** Please note that not all symbols shown apply to your product. The relevant symbols can be found on the product label. / **FR** Veuillez noter que tous les symboles décrits ne s'appliquent pas à votre produit. Vous trouverez les symboles correspondants sur l'étiquette de votre produit. / **IT** Si prega di notare che non tutti i simboli mostrati sono applicabili al vostro prodotto. Troverete i simboli pertinenti sull'etichetta del vostro prodotto. / **SV** Observera att inte alla avbildade symboler är tillämpliga för din produkt. Vilka symboler som gäller för din produkt hittar du på produktetiketten. / **DA** Bemærk, at ikke alle viste symboler er relevante for jeres produkt. De relevante symboler findes på produktmærkningen

HIBC **DE** Eindeutige Produktidentifizierung /
EN Unique device identifier / **FR** Identifiant

UDI de dispositif unique / **IT** Identificatore
 unico di un dispositivo / **SV** Unik
 produktidentifiering / **DA** Unik udstyrs-
 identifikation

A → **X** **DE** Übersetzung / **EN** Translation /
FR Traduction / **IT** Traduzione / **SV** över-
 sättning / **DA** Oversættelse

MD **DE** Medizinprodukt / **EN** Medical device /
FR Dispositif médical / **IT** Dispositivo
 medico / **SV** medicinteknisk produkt /
DA Medicinsk udstyr

LOT **DE** Chargenbezeichnung / **EN** Batch code /
FR Numéro de lot de fabrication /
IT Numero di lotto di produzione /
SV batchnummer / **DA** Batchkode

REF **DE** Katalognummer / **EN** catalogue
 number / **FR** Numéro d'article /
IT numero di articolo / **SV** Artikelnummer /
DA katalognummer



DE Verwendbar bis / **EN** Use-by date /
FR Valable jusqu'au / **IT** da usare fino al /
SV hållbarhet / **DA** Sidste anvendelsesdato



DE Bevollmächtigter in der Europäischen
 Gemeinschaft / **EN** Authorized represen-
 tative in the European Community /
FR Représentation autorisée dans la
 Communauté Européenne / **IT** Autorizzato
 nella Comunità Europea / **SV** auktoriserad
 representant i europeiska gemenskapen /
DA Autoriseret repræsentant i EU



DE Schweizer Bevollmächtigter / **EN** Swiss
 Authorised Representative / **FR** Mandataire
 suisse / **IT** mandatario svizzero /
SV Auktoriserad representant i Schweiz /
DA Autoriseret repræsentant i Schweiz



DE Importeur / **EN** Importer / **FR** Importa-
 teur / **IT** Importatore / **SV** importör /
DA Importør /



DE Hersteller / **EN** Manufacturer /
FR Fabricant / **IT** Fabbicante / **SV** tillver-
 kare



DE Herstellungsdatum / **EN** Date of manufacture / **FR** Date de fabrication / **IT** Data di fabbricazione / **SV** tillverkningsdatum / **DA** Produktionsdato



DE CE-Kennzeichnung / **EN** CE label / **FR** Label CE / **IT** Marchio CE / **SV** CE-märkning / **DA** CE-mærke



DE Sterilisiert mit Ethylenoxid / **EN** Sterilized using ethylene oxide / **FR** Stérilisé à l'oxyde d'éthylène / **IT** Sterilizzato con ossido di etilene / **SV** steriliserad med etylenoxid / **DA** Steriliseret med ethylenoxid



DE Nicht erneut sterilisieren / **EN** Do not re-sterilize / **FR** Ne pas restériliser / **IT** Non sterilizzare di nuovo / **SV** får inte omsteriliseras / **DA** Må ikke resteriliseres



DE Unsteril / **EN** Non-sterile / **FR** Non stérile / **IT** Non sterile / **SV** osteril / **DA** Usteril



DE Neuverpackung / **EN** Repackaging / **FR** Reconditionnement / **IT** Riconfezionamento / **SV** ompaketering / **DA** Reemballering



DE Internetseite mit Patienteninformationen / **EN** Patient information website / **FR** Site internet contenant des informations patients / **IT** Sito web con informazioni sui pazienti / **SV** internetsida med patientinformation / **DA** Patientinformationsinternetside



DE Zerbrechlich, mit Sorgfalt handhaben / **EN** Fragile, handle with care / **FR** Fragile, à manipuler avec précaution / **IT** Fragile, maneggiare con cura / **SV** ömtåligt, hanteras varsamt / **DA** Skrøbelig, skal håndteres med forsigtighed



DE Trocken aufbewahren / **EN** Keep dry / **FR** A conserver au sec / **IT** Conservare al asciutto / **SV** förvaras torrt / **DA** Opbevares tørt



DE Vor Hitze schützen / **EN** Keep away from heat / **FR** A protéger de la chaleur / **IT** Proteggere dal calore / **SV** skyddas mot solljus / **DA** Beskyttes mod varme



DE Temperaturgrenzwerte / **EN** Temperature limit / **FR** Limite de température / **IT** limite di temperatura / **SV** temperaturbegränsning / **DA** Grænse for temperatur



DE Oberer Temperaturgrenzwert / **EN** Upper limit of temperature / **FR** Limite supérieure de température / **IT** Limite superiore di temperatura / **SV** övre temperaturgräns / **DA** Øvre temperaturgrænse



DE Unterer Temperaturgrenzwert / **EN** Lower limit of temperature / **FR** Limite inférieure de température / **IT** Limite inferiore di temperatura / **SV** undre temperaturgräns / **DA** Nedre temperaturgrænse



DE Nicht wiederverwenden / **EN** Do not re-use / **FR** Ne pas réutiliser / **IT** Non riutilizzare / **SV** får inte återanvändas / **DA** Må ikke genbruges



DE Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist / **EN** Do not use if packaging is damaged / **FR** Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé / **IT** Non usare la confezione se è danneggiata / **SV** använd inte om förpackningen är skadad / **DA** Må ikke anvendes, hvis pakningen er beskadiget



DE Gebrauchsanweisung beachten /
EN Consult instructions for use / **FR** Suivre les instructions d'utilisation / **IT** Seguire le istruzioni per l'uso / **SV** vänligen läs bruksanvisningen / **DA** Se brugsanvisningen



DE Naturkautschuklatex ist enthalten oder anwesend / **EN** Contains or presence of natural rubber latex / **FR** Contient ou présence de latex / **IT** Contiene o presenza di lattice di gomma naturale / **SV** innehåller eller förekomst av naturgummil latex / **DA** Indhold eller tilstedeværelse af naturgummil latex



DE Enthält kein Naturkautschuklatex / **EN** Not made with natural rubber latex / **FR** Ne contient pas de latex / **IT** Non contiene lattice di gomma naturale / **SV** innehåller ingen naturgummil latex / **DA** Ikke fremstillet med ingen latex



DE Pyrogenfrei / **EN** Non-pyrogenic / **FR** Non pyrogène / **IT** apirogene / **SV** fri från pyrogen / **DA** Ikke-pyrogen



DE Enthält oder Anwesenheit von Phthalate* / **EN** Contains or presence of phthalate* / **FR** Contient ou présence de phthalate* / **IT** Contiene o presenza di ftalati* / **SV** innehåller eller förekomst av ftalater* / **DA** Indeholder ftalat*



DE Enthält keine Phthalate* / **EN** Does not contain phthalates* / **FR** Ne contient pas de phthalate* / **IT** Non contiene ftalati* / **SV** innehåller inte ftalater* / **DA** Indeholder ikke ftalater*



DE Enthält oder Anwesenheit von DEHP* / **EN** Contains or presence of DEHP* / **FR** Contient ou présence de DEHP* /

IT Contiene o presenza di DEHP* / **SV** innehåller eller förekomst av DEHP* / **DA** Indeholder eller forekomst af DEHP*



DE Enthält kein DEHP* / **EN** Does not contain DEHP* / **FR** Ne contient pas de DEHP* / **IT** Non contiene DEHP* (dietil-esil ftalato) / **SV** innehåller inte DEHP* / **DA** Indeholder ikke DEHP*



DE Enthält kein PVC / **EN** Does not contain PVC / **FR** Ne contient pas de PVC / **IT** Non contiene PVC / **SV** innehåller inte PVC / **DA** Indeholder ikke PVC



DE Einfaches Sterilbarrieresystem / **EN** Single sterile barrier system / **FR** Système de barrière stérile unique / **IT** Sistema a barriera singola sterile / **SV** enkelt sterilbarriärsystem / **DA** Enkelt sterilt barrieresystem



DE Doppeltes Sterilbarrieresystem / **EN** Double sterile barrier system / **FR** Système de barrière stérile double / **IT** Sistema a doppia barriera sterile / **SV** dubbelt sterilbarriärsystem / **DA** Dobbelt sterilt barrieresystem



DE Einfaches-Sterilbarrieresystem mit innenliegender Schutzverpackung / **EN** Single sterile barrier system with protective packaging inside / **FR** Système de protection stérile unique avec emballage de protection intérieur / **IT** Sistema a barriera singola sterile con imballaggio protettivo interne / **SV** system med en steril barriär med skyddsförpackning på insidan / **DA** Enkelt sterilt barrieresystem med beskyttende emballering indeni



DE Einfaches-Sterilbarrieresystem mit äußerer Schutzverpackung / **EN** Single sterile barrier system with protective packaging outside / **FR** Système de protection stérile unique avec emballage de protection externe / **IT** Sistema a barriera singola sterile con imballaggio protettivo esterno / **SV** system med en steril barriär med skyddsforpackning på utsidan / **DA** Enkelt sterilt barrieresystem med beskyttende emballering udvendigt



DE Achtung / **EN** Caution / **FR** Attention / **IT** Attenzione / **SV** varning / **DA** Forsigtig



DE Patientennummer / **EN** Patient number / **FR** Numéro du patient / **IT** Numero del paziente / **SV** patientnummer / **DA** Patientnummer



DE Name des Patienten / **EN** Patient name / **FR** Nom du patient / **IT** Nome del paziente / **SV** patientens namn / **DA** Patientens navn



DE Patientenidentifikation / **EN** Patient identification / **FR** Identification du patient / **IT** Identificazione del paziente / **SV** patientidentifiering / **DA** Personidentifikation



DE Ambulanz oder Arzt / **EN** Health care centre or doctor / **FR** Service ambulatoire ou médecin / **IT** Ambulanza o medico / **SV** ambulans eller läkare / **DA** Sundhedscenter eller læge




DE Datum / **EN** Date / **FR** Date / **IT** data / **SV** datum / **DA** Dato



DE Vertriebspartner / **EN** Distributor / **FR** Distributeur / **IT** Partner commerciale / **SV** Försäljningspartner / **DA** Salgspartner

DE PRODUKTÜBERSICHT
EN PRODUCT DESCRIPTION
FR PRÉSENTATION DU PRODUIT

IT DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
SV PRODUKTÖVERSIKT
DA PRODUKTBEKRIVELSE



DE drainova® Adapter 3/8" auf LL

- 1 Anschluss Schlauch 5 cm / 3/8"
- 2 Schutzkappe
- 3 Luer-Lock männlich (LLM)
- 4 Luer-Lock weiblich (LLW); Mindestabnahme:
1 VE = 10 Stück, steril

EN drainova® Adapter 3/8" to LL

- 1 Connection tube 5 cm / 3/8"
- 2 Protective cap
- 3 Male Luer Lock
- 4 Female Luer Lock; Minimum order quantity:
1 PU = 10 pieces, sterile

FR drainova® adaptateur 3/8" - LL

- 1 Tuyau de raccordement 5 cm / 3/8"
- 2 Capuchon de valve
- 3 Luer-Lock mâle (LLM)
- 4 Luer-Lock femelle (LLW); Conditionnement
minimum 1 UE : 10 pièces stériles

IT drainova® Adattatore da 3/8" a LL

- 1 Tubo flessibile di collegamento 5 cm / 3/8"
- 2 Cappuccio protettivo
- 3 Luer-Lock maschio (LLM)
- 4 Luer-Lock femmina (LLW); Ordine minimo:
1 UV = 10 pezzi, sterile

SV drainova® adapter 3/8" med Luer-lock

- 1 kopplings slang 5 cm / 3/8"
- 2 skyddslock
- 3 Luer-lock hane
- 4 Luer-lock hona; Minsta beställmängd:
1 fp = 10 st, steril

DA drainova® adapter 3/8" på LL

- 1 Tilslutningsslange 5 cm / 3/8"
- 2 Beskyttelseshætte
- 3 Luer-Lock han
- 4 Luer-Lock hun; Mindste bestillingsenhed:
1 æske = 10 stk. , steril

DRAINOVA® ADAPTER 3/8" AUF LL

Anwendungsgebiete

P8448 drainova® Adapter 3/8" auf LLW

Zur Konnektierung eines männlichen Luer-Lock-Anschlusses mit einem Stufenkonnektor, z. B. PleurX™/PeritX™ Spülschlauch (Art. Nr. 50-7245A) oder drainova® Spülschlauch (Art. Nr. 6060/2).

P8500 drainova® Adapter 3/8" auf LLM

Zur Konnektierung eines weiblichen Luer-Lock-Anschlusses mit einem Stufenkonnektor.

Beschreibung

Die drainova® Adapter P8448 und P8500 dienen als Übergangsstück zwischen einem Stufenkonnektor und einem männlichen oder weiblichen Luer-Lock-Anschluss. Die Adapter werden auf der Luer-Lock-Seite mit dem passenden Gegenstück und auf der Schlauchseite mit dem Stufenkonnektor eines anderen Systems verbunden.

Achtung

Beim Verbinden mit anderen Systemen muss der Adapter fest auf den Stufenkonnektor aufgedrückt werden, um eine versehentliche Diskonnektion (Trennung) zu verhindern.

Durch nicht korrektes Anschließen des Adapters kann es zu Leckagen und Verunreinigungen kommen. In solchen Fällen sollten die Anschlussstücke gereinigt werden oder ggfs. ein neuer Adapter verwendet werden.

Es ist darauf zu achten, dass der Adapter sauber gehalten wird.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn:

- die sterile Verpackung beschädigt ist,
- das Produkt beschädigt ist,
- das Verfallsdatum überschritten ist.

Hinweise

Bitte beachten Sie die Hygienevorschriften Ihrer Einrichtung.

Bei Nutzung des Adapters über einen PleurX™/PeritX™ Spülschlauch (Art. Nr. 50-7245A) oder drainova Spülschlauch (Art. Nr. 6060/2) beachten Sie bitte zusätzlich die zugehörige Gebrauchsanweisung.

Das Produkt ist frei von DEHP.

DRAINOVA® ADAPTER 3/8" TO LL

Areas of Application

P8448 drainova® Adapter 3/8" to LL (f)

For connecting a male Luer Lock connector with a step connector, e.g. PleurX™/PeritX™ drainage line (art.no. 50-7245A) or drainova rinsing tube (art.no. 6060/2).

P8500 drainova® Adapter 3/8" to LL (m)

For connecting a female Luer Lock connector with a step connector.

Description

The drainova® adapters P8448 and P8500 serve as a connecting component between a stepped connector and a male or female Luer Lock

8 | drainova® Adapter 3/8" auf LL

connector. The adapters are connected on the Luer Lock side to the matching counterpart and on the tube side to the step connector of another system.

Warning

When connecting to other systems, the adapter must be pressed firmly onto the step connector to prevent accidental disconnection.

Incorrect connection of the adapter may result in leakage and contamination. In such cases the connectors should be cleaned or a new adapter should be used if necessary.

Make sure that the adapter is kept clean.

Do not use this product if:

- the sterile packaging is damaged
- damaged
- expiry date has elapsed

Additional notes

Please observe the hygiene regulations of your institution.

When using the adapter via a PleurX™/PeritX™ drainage line (art.no. 50-7245A) or drainova rinsing tube (art.no. 6060/2), please also refer to the corresponding instructions for use.

The product is free from DEHP.

FR

DRAINOVA® ADAPTATEUR 3/8" – LL

Domaines d'application

P8448 drainova® adaptateur 3/8" – LLW

Pour le raccordement d'un connecteur Luer-Lock mâle à un connecteur conique, par exemple PleurX™/PeritX™ ligne de drainage (art.n° 50-7245A) ou drainova® ligne de rinçage (art.n° 6060/2).

P8500 drainova® adaptateur 3/8" – LLM

Pour le raccordement d'un connecteur Luer-Lock femelle à un connecteur conique.

Description

Les adaptateurs drainova® P8448 et P8500 servent de raccord de transition entre un connecteur conique et un connecteur Luer-Lock mâle ou femelle. Les adaptateurs sont connectés du côté Luer-Lock à la pièce correspondante appropriée et du côté du tuyau de raccordement à un embout conique d'un autre système.

Attention

Lors de la connexion à d'autres systèmes, l'embout conique doit être engagé à fond dans le tuyau de connexion pour éviter une déconnexion accidentelle.

Une mauvaise connexion de l'adaptateur peut entraîner des fuites et des risques de contamination. Dans ce cas, les connecteurs doivent être nettoyés ou un nouvel adaptateur doit être utilisé si nécessaire.

Veillez à ce que l'adaptateur soit maintenu propre.

Ne pas utiliser le produit si:

- l'emballage/l'emballage de livraison/l'emballage extérieur stérile est (sont) endommagé(s)
- le produit est endommagé
- la date de péremption est dépassée

Notes

Veuillez respecter les règles d'hygiène de votre institution.

Si vous utilisez l'adaptateur via PleurX™/PeritX™ ligne de drainage (art.n° 50-7245A) ou drainova® ligne de rinçage (art.n° 6060/2), veuillez également vous référer aux instructions d'utilisation correspondantes.

Ce produit ne contient pas de DEHP.

DRAINOVA® ADATTATORE DA 3/8" A LL

IT

Campi di applicazione

P8448 drainova® Adattatore da 3/8" a LLW

Per il collegamento di un connettore Luer-Lock maschio con un connettore a gradino, ad es. tubo di drenaggio PleurX™/PeritX™ (art. n. 50-7245A) o tubo di irrigazione drainova® (art. n. 6060/2).

P8500 drainova® Adattatore da 3/8" a LLM

Per il collegamento di un connettore Luer-Lock femmina con un connettore a gradini.

Descrizione

Gli adattatori drainova® P8448 e P8500 servono come pezzo di transizione tra un connettore a gradini e un connettore Luer-Lock maschio o femmina. Gli adattatori sono collegati sul lato Luer-Lock alla controparte appropriata e sul lato del tubo flessibile al connettore a gradino di un altro sistema.

Attenzione

Quando si collega ad altri sistemi, l'adattatore deve essere premuto con forza sul connettore a gradino per evitare lo scollegamento accidentale.

Un collegamento errato dell'adattatore può causare perdite e contaminazioni. In questi casi i connettori devono essere puliti o, se necessario, deve essere utilizzato un nuovo adattatore.

Assicurarsi che l'adattatore sia tenuto pulito.

Non usare il prodotto se:

- l'imballaggio sterile/la scatola di consegna/l'imballaggio esterno sono danneggiati
- il prodotto è danneggiato
- la data di scadenza è scaduta

Nota

Vi preghiamo di osservare le norme igieniche del vostro istituto.

Quando si utilizza l'adattatore tramite tubo di drenaggio PleurX™/PeritX™ (art. n. 50-7245A) o tubo di irrigazione drainova® (art. n. 6060/2), consultare anche le relative istruzioni per l'uso.

Il prodotto è privo di DEHP.

SV DRAINOVA® ADAPTER 3/8" MED LUER-LOCK

Användningsområde

P8448 drainova® adapter 3/8" med Luer-lock hane

För att koppla en Luer-lock hane med en stegadapter, t ex PleurX™/PeritX™ spolslang (art. nr. 50-7245A) eller drainova spolslang (art.nr. 6060/2).

P8500 drainova® adapter 3/8" med Luer-lock hane

För att koppla en Luer-lock hane med en stegadapter.

Beskrivning

drainova® adapterna P8448 och P8500 fungerar som kopplingsstycke mellan en stegadapter och en Luer-lock hane eller hane. Adapterna kopplas på Luer-lock-sidan med passande motstycke och på slangsidan med en stegadapter på ett annat system.

Observera

Vid koppling med andra system måste adaptern tryckas fast ordentligt på stegadaptern för att

förhindra att kopplingen kopplas isär (separeras) av misstag.

Om adaptern inte kopplas korrekt kan det leda till läckage eller nedsmutsning. Om detta händer bör kopplingarna rengöras eller en ny adapter användas.

Säkerställ att adaptern hålls ren.

Använd inte produkten om:

- sterilförpackningen/avdelningsförpackningen/kartongen är skadad
- produkten är skadad
- förfallsdatumet har gått ut

Rekommendationer

Följ hygienriktlinjerna på er klinik.

Om adaptern används med en PleurX™/PeritX™ spolslang (art.nr. 50-7245A) eller en drainova® spolslang (art.nr. 6060/2) bör även den tillhörande bruksanvisningen beaktas.

Produkten är fri från DEHP.

DA DRAINOVA® ADAPTER 3/8" PÅ LL

Anvendelsesområder

P8448 drainova® adapter 3/8" på Luer-Lock hun

Til sammenkobling af en Luer-Lock-hantilslutning med en trinkonnektor, f.eks. PleurX™/PeritX™ skylleslange (art.nr. 50-7245A) eller drainova® skylleslange (art.nr. 6060/2).

P8500 drainova® adapter 3/8" på Luer-Lock han

Til sammenkobling af en Luer-Lock-hantilslutning med en trinkonnektor.

Beskrivelse

drainova® adapter P8448 og P8500 anvendes som overgangsstykke mellem en trinkonnektor og en Luer-Lock-hantilslutning eller huntilslutning.

Adapterne forbindes på Luer-Lock-siden med det passende modstykke og på slangesiden med trinkonnektoren for et andet system.

Forsigtig

Ved tilslutningen med andre systemer skal adapteren trykkes fast på trinkonnektoren, så en utilsigtet frakobling (adskillelse) forhindres. Ved ukorrekt tilslutning af adapteren kan der opstå lækager og kontaminering. I sådanne tilfælde bør tilslutningsstykkerne rengøres, eller der bør eventuelt anvendes en ny adapter.

Sørg for, at adapteren holdes ren.

Anvend ikke udstyret, hvis:

- den sterile emballage er beskadiget,
- produktet er beskadiget,
- udløbsdatoen er overskredet.

Henvisninger

Overhold hygiejneforskrifterne i din indretning.

Ved anvendelse af adapteren via en PleurX™/PeritX™ skylleslange (art.nr. 50-7245A) eller drainova® skylleslange (art.nr. 6060/2) skal du også overholde den dertil tilhørende brugsanvisning.

Produktet er fri for DEHP.



HMT Medizintechnik GmbH
Frauenstraße 30
82216 Maisach
Deutschland



ewimed Switzerland AG
Freiburgstrasse 453
3018 Bern, Switzerland



ewimed Switzerland AG
Freiburgstrasse 453
3018 Bern, Switzerland

PleurX™/PeritX™ is a trademark and/or registered trademark of Becton Dickinson and Company, or one of its subsidiaries.

drainova® is a trademark and/or registered trademark of ewimed.

ewimed

EW_10908Z_R003_2023-10



Germany | ewimed GmbH | Dorfstrasse 24 | 72379 Hechingen | Tel.: +49 7471 73972-0 | info@ewimed.com

Austria | ewimed austria GmbH | Tullnerbachstrasse 92 a | 3011 Neu-Purkersdorf | Tel.: +43 2231 2250-0 | info@ewimed.com

Switzerland | ewimed Switzerland AG | Freiburgstrasse 453 | 3018 Bern | Tel.: +41 31 958 66 66 | info.ch@ewimed.com

Sweden | ewimed Sweden AB | Ekbacksvägen 28 | 168 69 Bromma | Tel.: +46 8 25 11 69 | info.se@ewimed.com

Denmark | ewimed Denmark A/S | c/o Beierholm | Knud Højgaards Vej 9 | 2860 Søborg | Tel.: +45 31 43 50 60 | info.dk@ewimed.com