

Produktinformationen

ewimed Pneu-Pack I

Art. Nr.	P8531
Fassungsvermögen	2000 ml
Anschluss	Einführstift
Anschlussschlauch	1/8" × 1/32" / 1200 mm
Mindestabnahme	1 VE = 10 Stück, steril

Das passende Zubehör

drainova® clickFix (Art. Nr. P1100)

Verhindert versehentliche Diskonnektion und schützt die Verbindung vor Verschmutzung. Eine zusätzliche Sicherung z. B. durch Klebestreifen ist nicht nötig.

ewimed

EW_B0211DE_R002_2020-09



Für Rückfragen stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag (08:00 – 17:00 Uhr) gerne zur Verfügung.



Weitere, ausführliche Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.ewimed.com



Germany | ewimed GmbH | Dorfstraße 24 | 72379 Hechingen-Boll |

Tel.: +49 7471 73972-0

Austria | ewimed austria GmbH | Tullnerbachstraße 92a |

3011 Neu-Purkersdorf | Tel.: +43 2231 22500

info@ewimed.com | www.ewimed.com

**ewimed
Pneu-Pack I**

Art. Nr. P8531

entwickelt von
ewimed

Effektive Ableitung für Pleuraerguss und Aszites

Dank des speziellen Einführstifts zum direkten Anschluss an einen drainova® oder PleurX™ Katheter geeignet.

Der ewimed Pneu-Pack I dient zur Dauerableitung und Drainage von Erguss, wie Pleuraerguss und Aszites. Durch Schwerkraft auch zum passiven Abatmen der Luft bei Pneumothorax und Lungenfistel geeignet.

Die am Reservoir angebrachte **Reservoirhalterung** dient als einfache und sichere Aufhängemöglichkeit.

Durch den **speziellen Einführstift** zum direkten Anschluss an einen drainova® oder PleurX™ Katheter geeignet.

Maximale Patientensicherheit dank „Schlüssel/Schloss-Prinzip“

Luft, die sich z. B. aufgrund einer Lungenfistel im Reservoir sammelt, kann über das geöffnete **Luft-Ablassventil** problemlos entweichen.

Vorteile

- + kein Zusatzmaterial oder Verbindungsstück zur Konnektion mit einem drainova® oder PleurX™ Katheter nötig
- + sofort einsetzbar, vereinfachte Handhabung

Durch das **integrierte Heimlichventil** wird sichergestellt, dass einmal abgelaufene Ergüsse und/oder Luft nicht wieder in den Körper zurückfließen können.

Erguss kann über das **Erguss-Ablassventil** sauber und regelmäßig entleert werden.

