

drainova® ArgentiC Katheter-Sets

Auswertung Umfrage n=100 implantierende Kliniken

Produkte/Versorgungskonzept

● = zufrieden ● = geht so ● = unzufrieden ○ = keine Angabe

Ausreichend Infos vorab zu den Produkten



Ausreichend Infos vorab zum Versorgungskonzept



Erreichbarkeit bei Fragen etc.



Qualität der Produkte



Handhabung der Produkte



Zufriedenheit der Nachversorgung




Setvariante



Service

● = zufrieden ● = geht so ○ = keine Angabe



Weiterempfehlung



“ Bei Aszites implantiere ich sehr gerne den Katheter von ewimed, mit der exzellenten Nachversorgung bin ich immer wieder zufrieden. ”

“ Gut zu handhaben, patientenfreundlich, kundenorientiert. ”

“ Es läuft, seit ich die Produkte verwende alles super. Bei Fragen ist immer jemand zu erreichen. ”



drainova® ArgentiC Katheter-Set compact
Art. Nr. 1240



drainova® ArgentiC Katheter-Set classic
Art. Nr. 1250



drainova® ArgentiC Katheter-Set plus
Art. Nr. 1260

Komponente	Anzahl	Setvariante			
		compact	classic	plus	
Implantationskomponenten	drainova® ArgentiC Katheter	1	●	●	●
	drainova® Tunneler	1	●	●	●
	Splitschleuse 16F	1	—	●	●
	Spritze 10ml	1	—	●	●
	Führungsdraht mit J-Spitze	1	—	●	●
	OP-Abdecktuch	1	—	●	●
	OP-Lochtuch	1	—	—	●
	Chirurgische Schere	1	—	—	●
	Mayo-Hegar Nadelhalter	1	—	—	●
	Chiraflon Nadel und Faden	2	—	—	●
	Skalpell Nr. 11P	1	—	●	●
Zusätzliches Material	drainova® Spülschlauch	1	●	●	●
	drainova® Stufenadapter	1	●	●	●
	drainova® clickFix	1	●	●	●
Verbandmaterial	Punktionskanüle 18G	1	—	●	●
	Mullkomresse	4	—	●	●
	Schaumstoff-Schlitzkomresse	1	●	●	●
	Selbstklebender Folienverband	1	—	●	●
	Notfall-Schiebeklemme	1	—	—	●
drainova® Silikonkappe	1	●	●	●	

